



コメット

H1SEM

シリーズ (低速・CA)

感謝祭

年に一度の特別価格

このチャンスをお見逃しなく

2020.3.23 ▶ 2020.5.20

軟化象牙質の除去
錆びずに
スパツと削れる

**特別
価格**
でご提供

1 シングルパック



導入しやすい
1 本入

標準医院価格
1本 **980円**

**特別
価格**
でご提供

2 バリューパック お得な 5+1 本入



+




標準医院価格
5本 **4,900円**

標準医院価格
1本 **980円**




Quality Products
Made in Germany

低速でもサクサク削れる



ブレード部はHIP製法で製造されたビッカース硬度1600のカーバイド鋼です。ビッカース硬度約800のスチール製のブレードと比べると、低速でも軟化象牙質をサクサク削れるのでストレスが軽減されます。

低振動で患者にも優しい



クロスカットブレードが従来品と比べ低振動を可能にし、優しく軟化象牙質を除去できるので患者様の苦痛を和らげることで安心感を与えます。

錆びないカーバイド製

刃部はカーバイド製（軸部はステンレス製）オートクレープ処理を重ねても錆が抑えられスチール製品と比べ長く使えます。

＜ この切れ味・この耐久性を貴方に ＞

従来、軟化象牙質の除去にはスチールバー（ビッカース硬度 800）やステンレススチールバー（同 600）が用いられてきた。スチールバーは耐腐食性が低く、ステンレススチールバーは切れ味が悪い。

この H1SEM はその欠点を補ってくれる製品である。素材には耐腐食性の高いタンゲステンカーバイド（同 1600）が使われており、ステンレスやスチールと比較しても段違いに硬い。またその刃部にはクロスカットが施されており、これにより従来のラウンドバーに比較して振動が少ない。



長期にわたって維持される鋭い切れ味で軟化象牙質除去をスムーズに低発熱で行え、低振動の恩恵で歯質の破折を予防できる。是非、未体験ゾーンへ。

資料ご提供：
高田歯科（兵庫県神戸市）
高田 光彦 先生

記事は、先生のご経験に基づくものであり、効能・効果等を保証するものではありません。ご使用の際は、添付文書等をお読みください。



不良肉芽の除去、隣接面の処置でも術野がしっかり見えます。

単品詳細情報

品番	H1SEM-010 (US #2)	H1SEM-012 (US #3)	H1SEM-014 (US #4)	H1SEM-016 (US #5)	H1SEM-018 (US #6)	H1SEM-021 (US #7)	H1SEM-023 (US #8)
最大径 (mm)	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3
CA	○	○	○	○	○	○	○
CA ロング	○	○	○	○	○	○	○
適正回転数	毎分1,500 rpm						
標準医院価格	980円(1本入) 4,900円(5本入)						

黒いイラストはほぼ実物大です
医療機器の分類：一般医療機器

全長：CA 22mm / CA ロング 26mm
一般的名称：歯科用カーバイドバー

最高回転数：10万

販売名：コメット カーバイドバー

届出番号：27B2X00091000002



製造販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL 06-6773-3333 (代)

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653 (代)

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060 (代)

URL : <http://www.momose-dm.co.jp/>

お問い合わせは