大を



がっちり固めたダイヤ粒子がわずかな時間で

ルコニアを切り裂く!

ダイヤモンドバー 4 7 R









金パラ合金を切り裂くー

タフなネックと鋭利なブレードがわずかな時間で



ピラミッドシェイプブレードがこれ1本で

カーバイドバー

H 4 M

ノタン一元・コバルトボンドを同時に切り裂くー





パラジウム

ッと削れる! リムーバルバー 3 シリーズ 2024. 1/22 > 3/19

ジルコニア用 ZRダイヤモンドバー FG

撤去や咬合調整を効率化させるジルコニア用コーティング4ZF










ジルコニア用ダイヤコーティング

3層コーティングの上にさら に特別層を設けています。 通常のコーティングを施し た製品よりもダイヤ粒子が 脱離しにくいので長期間ご 使用頂けます。







シャンク:FG/適正回転数:毎分16万回転/最高回転数:毎分45万回転 医療機器の分類 一般医療機器 売 名 コメット ダイヤモンドバー 一般的名称 歯科用ダイヤモンドバー 届 出 番 号 27B2X00091000001

チタン冠・コバルトボンド撤去用カーバイドバー FG

1本2役!ポーセレン・レジン・メタルも同時に削るH4MC


5倍速コントラ





資料ご提供

チッピングしにくいブレード設計で 優れた切削能力と持続性を 実現しました



破折を防止するために ネックは太く、ピラミッドシェイプ ブレードで欠けを防止します



形 状 黒いイラスト はほぼ 実物大です				※5倍速コントラで
品 番	H4MC-012	H4MCL-012	H4MCXL-014	H4MCXXL-014
作業長(mm)	2.0	3.5	5.0	8.0
最大径(mm)	1.2			.4
全 長(mm)	20.0			23.0
最高回転数 (毎分)	45万			30万
価格(5本入)	6,600 円			

シャンク:FG/適正回転数:毎分16万

医療機器の分類 一般医療機器 - 般的名称歯科用カーバイドバー 届 出 番 号 27B2X00091000002

メタルクラウン撤去用カーバイドバー FG

金パラを素早く滑らかに切削 クラウンカッター 234








資料ご提供:荒木

切れ味を高めるブレードデザインと太いネックが破折を防ぐ

ラージブレード&ディープクロスカットでメタルクラウンを素早く撤去。 FG#330と比べると約2倍のネック太さで破折しにくくなっています。











シャンク:FG/全長:20mm/適正回転数:毎分16万

医療機器の分類 一般医療機器 販売名 コメット カーバイドバー 一般的名称 歯科用カーバイドバー 届出番号 27B2X00091000002



製造販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社•大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 11日 06-6773-3333(代)

Q,

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 111 03-3835-2653(代) 九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060(代) お問い合わせは