



ETNA

The premium line of
DCB abrasives
for effective work on
zirconium oxide.

DCB3BA-040

DCB グラインダープレミアムライン
ジルコニアを含むあらゆるセラミックに最適

DCB12BA-035



こだわったのは研削面のクオリティー

- ・低発熱で対象物へのダメージを抑える
- ・繊細な表面仕上がり、その後の研磨をスピーディーに
- ・減耗しにくくロングライフ

研削時の発熱は低くなっていますが、
使用時はポイントを水に浸漬させたり、
濡らしたスポンジでジルコニアを
保持しながらご使用ください。



製品規格

適用材料：ジルコニア、アルミナ、プレスセラミック、陶材

📦 1入

品番	DCB1BA-025	DCB2BA-048	DCB3BA-040	DCB4BA-120	DCB5BA-220	DCB6BA-120
作業長/厚み	7.0	13.0	11.0	2.5	2.0	6.8
最大径	2.5	4.8	4.0	12.0	22.0	12.0
最高回転数	35,000	30,000	35,000	25,000	25,000	25,000
価格	4,600円	5,200円	5,200円	7,200円	8,200円	8,200円

推奨回転数：毎分12,000回転

📦 1入

品番	DCB7BA-220	DCB8BA-035	DCB9BA-050	DCB12BA-035	DCB13BA-150
作業長/厚み	3.0	10.0	3.5	11.0	3.5
最大径	22.0	3.5	5.0	3.5	15.0
最高回転数	25,000	35,000	35,000	35,000	25,000
価格	11,000円	5,200円	5,200円	5,200円	8,700円

推奨回転数：毎分12,000回転

The ETMA abrasives are available in all geometric shapes and are suitable for all types of ceramics. The optimized bond keeps heat generation to a minimum, enabling gentle yet effective processing. A special diamond grit with optimized cutting properties ensures excellent substance removal and a fine surface finish.

コメント マルチセラミック・グラインダー
届出番号：2782X00091000061
一般医療機器 歯科技工用ダイヤモンド研削材



製造販売元
株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL(06)6773-3333 (代)

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL(03)3835-2653 (代)

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL(092)575-6060 (代)

モモセ歯科商会 <https://www.momose-dm.co.jp>



Instagram
始めました

お問い合わせは

