

コメット ジルコニア・ニケイ酸リチウム・陶材用研削材 / 研磨剤 HP



ETNA グライNDER ETNA ポリッシャー

セラミックの美しさを活かす、プレミアムツール
すべての修復が“作品”に変わる。



Grinders **ETNA**

こだわったのは、 研削面のクオリティー

製品特長

- 👍 高濃度ダイヤモンド粒子が**効果的な形態修正**を実現
- 👍 **繊細な表面**仕上がり、その後の研磨をスピーディーに
- 👍 **長寿命**＝高い形状保持性
- 👍 **低発熱**でセラミックへのダメージを抑える
- 👍 **ジルコニア**を含むすべてのセラミックに対応

DCB1BA
DCB1BA.104.025

DCB2BA
DCB2BA.104.048

DCB3BA
DCB3BA.104.040

DCB4BA
DCB4BA.104.120

DCB5BA
DCB5BA.104.220

DCB6BA
DCB6BA.104.120

DCB7BA
DCB7BA.104.220

DCB8BA
DCB8BA.104.035

DCB9BA
DCB9BA.104.050

DCB12BA
DCB12BA.104.035

DCB13BA
DCB13BA.104.150



研削時の発熱は低くなっていますが、
使用時はポイントを水に浸漬させたり、
濡らしたスポンジでジルコニアを
保持しながらご使用ください。




Polishers ETNA

シリコンの「硬さ」から解放 表面形状に沿った仕上げ研磨

製品特長

- 👉 適度な“しなり”が細部を磨く
- 👉 あらゆる修復に、自在にフィットする **6 形態**
- 👉 **2 ステップ**で鏡面仕上げ
- 👉 ジルコニアを含むすべてのセラミックに対応



資料ご提供：山田 修平 先生
(LIM dent studio, 大阪市北区)

ETNA グラインダー

適用材料：ジルコニア、アルミナ、プレスセラミック、陶材

1入

品番	DCB1BA-025	DCB2BA-048	DCB3BA-040	DCB4BA-120	DCB5BA-220	DCB6BA-120
作業長/厚み	7.0	13.0	11.0	2.5	2.0	6.8
最大径	2.5	4.8	4.0	12.0	22.0	12.0
推奨回転数	12,000rpm					
価格	4,600円	5,200円	5,200円	7,200円	8,200円	8,200円

1入

品番	DCB7BA-220	DCB8BA-035	DCB9BA-050	DCB12BA-035	DCB13BA-150
作業長/厚み	3.0	10.0	3.5	11.0	3.5
最大径	22.0	3.5	5.0	3.5	15.0
推奨回転数	12,000rpm				
価格	11,000円	5,200円	5,200円	5,200円	8,700円

User's Voice

SIF Co., Ltd.

藤松 剛 先生



ETNA グラインダーは非常に切削能力が高く、さらに仕上がり面もきれいに整います。本来は両立が難しい性能ですが、ETNA グラインダーはバランスがとても良く、さまざまな形態修正を効率よく行える点が大きな特長で、作業の流れをスムーズにしてくれます。

コメット マルチセラミック・グラインダー
届出番号：27B2X00091000061
一般医療機器 歯科技工用ダイヤモンド研削材

ETNA ポリッシャー

適用材料：ジルコニア、アルミナ、プレスセラミック、陶材

1入

品番	95001M-260	95001F-260	95002M-150	95002F-150	95003M-148	95003F-148
作業長/厚み	2.0	2.0	2.75	2.75	3.35	3.35
最大径	26.0	26.0	15.0	15.0	14.8	14.8
推奨回転数	6,000rpm					
価格	9,000円	9,000円	5,400円	5,400円	5,400円	5,400円

1入

品番	95004M-170	95004F-170	95005M-200	95005F-200	95006M-055	95006F-055
作業長/厚み	2.4	2.4	1.5	1.5	18.0	18.0
最大径	17.0	17.0	20.0	20.0	5.5	5.5
推奨回転数	6,000rpm					
価格	6,900円	6,900円	6,900円	6,900円	2,800円	2,800円

User's Voice

LIM dent studio

山田 修平 先生



ETNA ポリッシャーを使用した研磨面は細かな傷もなくなり非常に滑沢になります。さらに他のポリッシャーと比べ柔らかさがあり、今まで硬いポリッシャーでは届きにくかった箇所にもしなすることで容易に研磨することができ特にロングスパンのブリッジ等に非常に使いやすい。形状も様々あり近年のモノリシック修復には欠かせないバーだと思えます。

コメット ダイヤモンドポリッシャー
届出番号：27B2X00091000088
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材



製造販売元

株式会社モモセ歯科商会



お問い合わせは

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL(06)6773-3333 (代)
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL(03)3835-2653 (代)
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL(092)575-6060 (代)

モモセ歯科商会



<https://www.momose-dm.co.jp>

