

補綴物の種類でバーを使い分け

撤去を効率化！

カーバイドバー H34



カーバイドバー H4MC



ダイヤモンドバー 4ZR



金。ラ合
金

を切り裂く！

タフなネックと鋭利なブレードがわずかな時間で

チタン冠・コバルトボンド

を同時に切り裂く！

パラミッドシェイプブレードがこれ一本で

ジルコニア

を切り裂く！

がっちり固めたダイヤ粒子がわずかな時間で



サクッと削れる！リムーバルバー3シリーズ /
特別価格 キャンペーン!!
2026.1/21▶3/19

詳細は裏面をご覧ください ▶

ジルコニア用 ZRダイヤモンドバー FG

撤去や咬合調整を効率化させるジルコニア用コーティング4ZR

5倍速コントラ

推奨

使用
動画



クラウンの分割 4ZRS-016

ブリッジの切断・クラウンの全周を削るケース 4ZR-012・014

3種揃って
便利! 4ZRキット



4ZRS-016 4ZR-012 4ZR-014
(各1本入)

価格 (3本入) 6,000円

シャンク:FG/適正回転数:毎分16万回転/最高回転数:毎分45万回転

医療機器の分類 一般医療機器
一般的名称 歯科用ダイヤモンドバー 販売名 コメントダイヤモンドバー
届出番号 27B2X00091000001

形 状

黒いイラスト
はほぼ
実物大です

品番 (タイプ)	4ZRS-016	4ZR-012	4ZR-014
作業長(mm)	4.0	8.0	8.0
最大径(mm)	1.6	1.2	1.4
全長(mm)	19.0	22.0	

価格(1本入) 2,100円

価格(5本入) 9,700円

ジルコニア用ダイヤコーティング

3層コーティングの上にさらに特別層を設けています。通常のコーティングを施した製品よりもダイヤ粒子が脱落しにくいので長期間ご使用頂けます。



チタン冠・コバルトボンド撤去用カーバイドバー FG

1本2役! ポーセレン・レジン・メタルも同時に削るH4MC


5倍速コントラ
推奨

使用
動画



チッピングしにくいブレード設計で
優れた切削能力と持続性を
実現しました

破折を防止するために
ネックは太く、ピラミッドシェイプ
ブレードで欠けを防止します



形 状
黒いイラスト
はほぼ
実物大です

品番	H4MC-012	H4MCL-012	H4MCXL-014	H4MCXXL-014
作業長(mm)	2.0	3.5	5.0	8.0
最大径(mm)		1.2		1.4
全長(mm)			20.0	23.0
最高回転数(毎分)			45万	30万
価格(5本入)				7,100円

シャンク:FG/適正回転数:毎分16万

医療機器の分類 一般医療機器
一般的名称 歯科用カーバイドバー 販売名 コメント カーバイドバー
届出番号 27B2X00091000002

メタルクラウン撤去用カーバイドバー FG

金パラを素早く滑らかに切削 クラウンカッター H34

5倍速コントラ
推奨

使用
動画



資料ご提供: 荒木基之先生
(大阪府茨木市ご開業)

切れ味を高めるブレードデザインと太いネックが破折を防ぐ

ラージブレード&ディープクロスカットでメタルクラウンを素早く撤去。
FG#330と比べると約2倍のネック太さで破折しにくくなっています。



形 状
黒いイラスト
はほぼ
実物大です

品番	H34-010	H34-012
作業長(mm)	2.0	
最大径(mm)	1.0	1.2
最高回転数(毎分)		45万
価格(5本入)		6,500円

シャンク:FG/全長:20mm/適正回転数:毎分16万

医療機器の分類 一般医療機器
一般的名称 歯科用カーバイドバー 販売名 コメント カーバイドバー
届出番号 27B2X00091000002



製造販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35

TEL 06-6773-3333(代)

<http://www.momose-dm.co.jp/> 株式会社モモセ歯科商会

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653(代)
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060(代)

お問い合わせは