

マルチセラミック・ポリッシャー HP
ETNA (ジルコニア・ニケイ酸リチウム・アルミナ・陶材用)



毎日の作業
アップグレード

Celebrate Your Routine.

And elevate patient experience.

特別
価格

期間限定

2026.9/24 木
~11/20 金

硬さから解放 しなやかに細部まで磨く

“ しなやかな操作性
適度な“しなり”で
複雑な形態にも柔軟にフィット

“ 滑らかな研磨面
2ステップでセラミックを
滑沢な鏡面仕上げへ



資料ご提供：山田 修平 先生
(LIM dent studio, 大阪市北区)

1入

品番	95001M-260	95001F-260	95002M-150	95002F-150	95003M-148	95003F-148
作業長/厚み	2.0	2.0	2.75	2.75	3.35	3.35
最大径	26.0	26.0	15.0	15.0	14.8	14.8
推奨回転数	6,000rpm					
価格	9,000円	9,000円	5,400円	5,400円	5,400円	5,400円

1入

品番	95004M-170	95004F-170	95005M-200	95005F-200	95006M-055	95006F-055
作業長/厚み	2.4	2.4	1.5	1.5	18.0	18.0
最大径	17.0	17.0	20.0	20.0	5.5	5.5
推奨回転数	6,000rpm					
価格	6,900円	6,900円	6,900円	6,900円	2,800円	2,800円

コメットダイヤモンドポリッシャー 届出番号：2782X00091000088 一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材



FOLLOW ME!

公式 SNS はじめました♪

最新の情報をいち早くお届けします



Facebook



Instagram

マルチセラミック・グラインダー HP
ETNA（ジルコニア・ニケイ酸リチウム・アルミナ・陶材用）



毎日の作業
アップグレード

Celebrate
Your Routine.

And elevate patient experience.

特別
価格

期間限定

2026.9/24 木
~11/20 金

ジルコニアを含む
あらゆるセラミックに

“ 滑らかな研削面
繊細な表面仕上がりで
研磨がスピーディーに

“ 多孔質形状
低発熱で対象物への
ダメージを抑える

※研削時の発熱は低くなっていますが、
使用時はポイントを水に浸漬させたり、
濡らしたスポンジでジルコニアを
保持しながらご使用ください。

1入						
品番	DCB1BA-025	DCB2BA-048	DCB3BA-040	DCB4BA-120	DCB5BA-220	DCB6BA-120
作業長/厚み	7.0	13.0	11.0	2.5	2.0	6.8
最大径	2.5	4.8	4.0	12.0	22.0	12.0
推奨回転数	12,000rpm					
価格	4,600円	5,200円	5,200円	7,200円	8,200円	8,200円

1入					
品番	DCB7BA-220	DCB8BA-035	DCB9BA-050	DCB12BA-035	DCB13BA-150
作業長/厚み	3.0	10.0	3.5	11.0	3.5
最大径	22.0	3.5	5.0	3.5	15.0
推奨回転数	12,000rpm				
価格	11,000円	5,200円	5,200円	5,200円	8,700円

コメット マルチセラミック・グラインダー
届出番号：27B2X00091000061 一般医療機器 歯科技工用ダイヤモンド研削材



株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL(06)6773-3333 (代)

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL(03)3835-2653 (代)

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL(092)575-6060 (代)

モモセ歯科商会



<https://www.momose-dm.co.jp>

お問い合わせは

