

MI カーバイドバー CA
H1SEM シリーズ (軟化象牙質除去用)



毎日の治療
見直すチャンス

Celebrate
Your Routine.

And elevate
patient experience.

特別
価格

期間限定

2026.8/21^金

~10/20^火

ロングセラー商品!

日々のう蝕除去を
ノンストレスに

“コメット独自のブレードで
スパッとう蝕除去

“カーバイド製なので
サビに強い

H1SEM シリーズ

品番	H1SEM-010	H1SEM-012	H1SEM-014	H1SEM-016	H1SEM-018	H1SEM-021	H1SEM-023
最大径 (mm)	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3
CA	○	○	○	○	○	○	○
CA ロング	○	○	○	○	○	○	○
適正回転数	毎分 1,000 ~ 1,500 rpm						
標準医院価格	1,400円(1本入) 6,400円(5本入) ▶ 特別価格						

イラストはほぼ実物大です 全長:CA 22mm / CA ロング 26mm

POINT

低速回転にてご使用下さい。 適正回転数:毎分1,500

製品の詳細は
こちら▶▶



製品動画は
こちら▶▶



公式 SNS はじめました♪

最新の情報をいち早くお届けします



Facebook



Instagram

カーバイドバー FG
Qシリーズ (CR 形態修正～仕上用)



毎日の治療
アップグレード

Celebrate
Your Routine.

And elevate
patient experience.

特別
価格

期間限定

2026.8/21^金

～10/20^火

CR 形態修正～仕上
この1本で




“ コメット独自のブレード採用
16 枚刃 × クロスカット

“ レジンの表面を滑沢に
諦めていた艶を表現



資料ご提供：遠山 敏成 先生
(マイスター春日歯科クリニック, 東京都練馬区)

Qシリーズ



品 番	Q・OS1-023 (H379Q-023)	Q・ET6 (H134Q-014)	Q・ET9 (H135Q-014)	H50AQ-010	H246Q-009	H390Q-018	H48LQ-012
適 用 部 位	咬合面/舌側	唇面/歯頸部	唇面/歯頸部	接面/歯頸部	裂溝	咬合面/舌側/唇面	唇面/歯頸部

シャンク：FG 入数：1本入 適正回転数：毎分2万 価格：¥3,300 ▶ 特別価格

POINT

5倍速で低速にてご使用下さい。 適正回転数：毎分2万回転
※タービンでのご使用はお控え下さい。

製品の詳細は
こちら▶▶



医療機器の分類：一般医療機器 一般的名称：歯科用カーバイドバー 販売名：コメット カーバイドバー 届出番号：27B2X00091000002



製造販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL(06)6773-3333 (代)

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL(03)3835-2653 (代)

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL(092)575-6060 (代)

モモセ歯科商会



<https://www.momose-dm.co.jp>

お問い合わせは

